

Clínica Aurenda

IPS - BOGOTÁ D

Clínica Aurenda de Bogotá IPS

Calle 134 # 7-83, Sede Norte · Bogotá D.C.
PBX (601) 745 8890 · biomedica@clinica-aurenda.co
clinica-aurenda.co

HOJA DE VIDA

de Equipos Hospitalarios

Código: EQ-0042

VERIFICAR



IDENTIFICACIÓN

EQUIPO VENTILADOR MECÁNICO	MARCA AEROMED	MODELO VM-300	SERIE ARSK-58842	FOTO DEL EQUIPO 
CÓDIGO DEL PRESTADOR 110010445501	DISTINTIVO DIS-0042	REG. INVIMA 2019DM-0012345		
SERVICIO HABILITADO Cuidado intensivo adulto				
SEDE Sede Norte		DIRECCIÓN Calle 134 # 7-83		
UBICACIÓN UCI Adultos · Cama 4	SERVICIO ☒ Sí ☐ No	TIPO ☐ Móvil ☒ Fijo	CLASIFICACIÓN ☒ RS ☐ PC ☐ NR	

REGISTRO HISTÓRICO

FORMA DE ADQUISICIÓN Compra	DOC. ADQUISICIÓN FAC-2021-3345	FECHA DE COMPRA 2021-03-15	ACTA DE RECIBO AR-114
INSTALACIÓN 2021-04-02	INICIO DE OPERACIÓN 2021-04-05	VENC. GARANTÍA 2023-04-05	FABRICACIÓN 2020
COSTO \$ 85.000.000	VIDA ÚTIL 10 años	PROVEEDOR · TEL · EMAIL Distribuidora Médica del Sur S.A.S. · (60X) 000 0000 · ventas@ejemplo.co	
REPRESENTANTE · TEL AeroMed Colombia · (60X) 000 0000		FABRICANTE · TEL · PAÍS AeroMed Systems · Alemania	

REGISTRO TÉCNICO DE INSTALACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120 V AC	TEC. PREDOMINANTE Electrónica / Neumática
VOLTAJE MÁX 132 V	VOLTAJE MÍN 108 V
CORRIENTE MÁX 5 A	CORRIENTE MÍN 1 A
POTENCIA 150 VA	FRECUENCIA 60 Hz
PRESIÓN 4-6 bar	VELOCIDAD N/A
PESO 25 kg	TEMPERATURA 10 a 40 °C
OTROS Requiere aire medicinal y O ₂	

REGISTRO TÉCNICO DE FUNCIONAMIENTO

RANGO VOLTAJE 100-240 V	RANGO DE POTENCIA 150 VA
FRECUENCIA 50/60 Hz	RANGO DE PRESIÓN 4.5 bar
RANGO DE CORRIENTE 1-5 A	RANGO TEMP. 10-40 °C
RANGO DE HUMEDAD 5-95 % HR	RANGO DE VELOCIDAD N/A
PESO 25 kg	OTRAS RECOM. DEL FABRICANTE Calibrar sensor de flujo anualmente

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

☒ Operación
☐ Prevención
☐ Rehabilitación
☐ Análisis de laboratorio

MANUALES

☒ Operación
☒ Mantenimiento
☐ Partes
☐ Despiece

PLANOS

☒ Electrónico
☐ Eléctrico
☒ Neumático
☐ Mecánico

CLASIFICACIÓN POR RIESGO

☐ I
☐ IIA
☒ IIB
☐ III

COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
Sensor de flujo	AeroMed	8412075	SN-88231
Batería interna	AeroMed	MU28092	BT-4471
Válvula espiratoria	AeroMed	8410740	VE-1120

MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO Cada 6 meses	REQ. CALIBRACIÓN ☒ Sí ☐ No	PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN Anual
---	--	--------------------------------------

Documento de muestra · empresas, personas y datos ficticios

Generado con MedKeep · un producto de LM Bros Tech S.A.S.